



Univerzální  
uchovávání  
vzorků

# eSwab

Transportní médium  
pro bakteriologii i molekulární biologii

## Odběr • Zlom • Eluce




Patentovaný odběrový systém  
vyráběný metodou tzv. flockování  
umožňuje automatickou eluci vzorku  
do tekutého média

Pro opakované testování je k  
dispozici 1 ml tekutého vzorku

Médium uchovává nukleové kyseliny  
a antigeny bakterií, virů a chlamydií

Uchovává aerobní, anaerobní i rychle  
rostoucí mikroorganismy v  
životaschopném stavu


Systém je certifikovaný jako  
"DNA-, RNA-free"



Kat. č. 490CE.A

1 ml Amies bujón  
s patentovaným odběrovým  
tamponem Flocked Swab \*

**LBM**



Univerzální otevřená platforma pro bakteriologii i transport a uchování  
DNA, RNA a antigenů širokého spektra mikroorganismů.

Odběr



Zlom



Eluce



[www.copaninnovation.com](http://www.copaninnovation.com)

\* celosvětový patent: WO 2004 / 086979

  
**COPAN**  
innovation

## LIQUID BASED MICROBIOLOGY

Systém pro odběr vzorků, jejich řádné uchování a transport, příp. pomnožení

# LBM



### UriSWAB automation

- pokročilý systém pro odběr, transport a uchování moči - lze použít pro bakteriologické nebo molekulárně-biologické metody
- hydrofilní pórovitý materiál absorbuje 1,5 ml moči, která se následně automaticky odstředí do zkumavky
- mikroorganismy lze udržet životaschopné při pokojové teplotě nebo v chladničce
- kat. č. 802CE.A



### fecal Swab automation

- pro odběr a transport střevních bakterií
- modifikované Cary-Blair médium udržuje životaschopné mikroorganismy střevní flóry
- odběrový tampón vyrobený metodou tzv. flokování může být použit pro odběr vzorku, stejně jako pro přenos vzorku stolice
- kat. č. 470CE.A



### cat Broth automation

- pro uchování vzorků *Trichomonas vaginalis* a *Candida albicans*
- antibiotika obsažená v médiu inhibují růst fyziologické flóry
- kat. č. 094CE.A



### selenite Broth automation lim Broth automation

selektivní obohacená média

- selenitový bujon (*Salmonella*, *Shigella*)  
kat. č. 475CE.A
- LIM/Todd Hewitt bujon (streptokoky sk. B)  
kat. č. 476CE.A
- TSB slaný bujon (MRSA)  
kat. č. 477CE.A



### UTM automation

- pro odběr, transport, uchování (i dlouhodobé) virů; a rodů *Chlamydia*, *Mycoplasma* a *Ureaplasma*
- kat. č. 359CE.A

### screw cap Tube automation

sterilní prázdné šroubovací zkumavky pro systém WASP

- sterilní zkumavky, umožňující vložit vzorek, plně kompatibilní se systémem WASP
- kat. č. PFP913S



Copan Italia S.p.A. Via F. Perotti, 10, Brescia, 25125, Italy  
Tel: +39 030 268 7211 • Fax: +39 030 268 7250  
E-Mail: [info@copanitalia.com](mailto:info@copanitalia.com) • Website: [www.copaninnovation.com](http://www.copaninnovation.com)